

<b>Aus dem Institut für Med. Virologie Frankfurt</b>	<b>Musterformblatt zur Methodenvalidierung Serologie</b>	<i>Individuelle Anpassungen des Formblattes an die jeweiligen Gegebenheiten und Rahmen- bedingungen sind anzuraten</i>  <b>Seite 1 von 1</b>
<b>„CE-Tests“: Semiquantitative und qualitative Methoden</b>		

Analyt:

Testkürzel:

Testname:

Hersteller:

**Intraassay-/ Interassay Präzision:** ein bekannt positives, ein negatives und ein schwach positives / grenzwertiges Material am ersten Tag in Dreifachbestimmung (Intraassay). Die gleichen Proben an zwei weiteren Tagen in Einfachbestimmung.

Untersucher:

Chargen-Nr.:

Proben- Nr.:	Sollwert	Tag 1			Tag 2	Tag 3
		Datum:			Datum:	Datum:

**Beurteilung:**